







we care
about your **safety**



**Manuel de
l'utilisateur**
Français



Sommaire

| | | |
|---|---------------------------------------|----|
|  | Bienvenue chez Köttermann..... | 5 |
|  | Meubles de laboratoire | 13 |
|  | Alimentation en fluides..... | 27 |
|  | Stockage de matières dagereuses | 37 |
|  | Sorbonnes | 57 |
|  | Informations complémentaires..... | 85 |

Préface

En portant votre choix sur le Systemlabor de Köttermann, vous avez opté pour un équipement de laboratoire de haute qualité, durable et sûr.

Pour préserver le niveau de sécurité élevé de votre équipement de laboratoire, tous les composants doivent être manipulés avec le plus grand soin.

Par conséquent, lisez très attentivement les informations fournies dans ce manuel de l'utilisateur. Elles vous aideront à utiliser le Systemlabor conformément à sa destination et en toute sécurité.

Toutes les personnes travaillant dans le Systemlabor ou qui en assurent le nettoyage doivent avoir lu ce document intégralement.

En prévision de toute éventualité, conservez ce manuel à portée de main dans le laboratoire.

Au besoin, vous pouvez commander des CD supplémentaires à tout moment en vous rendant sur notre site Web à www.koettermann.com.

Bienvenue chez Köttermann

Sommaire

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Le Systemlabor de Köttermann..... | 6 |
| 2 | A propos de ce manuel de l'utilisateur | 7 |
| | 2.1 Validité | 7 |
| | 2.2 Utilisation de ce manuel | 7 |
| | 2.3 Structure du manuel | 7 |
| | 2.4 Conventions typographiques | 8 |
| 3 | Sécurité dans le laboratoire..... | 9 |
| | 3.1 Directives, dispositions et règlements | 9 |
| | 3.2 Usage conforme | 10 |
| | 3.3 Obligations de l'exploitant | 10 |
| | 3.4 Exigences relatives au personnel..... | 11 |
| 4 | Montage..... | 11 |
| 5 | Contrôle de sécurité et maintenance..... | 12 |

1 Le Systemlabor de Köttermann

Protection de la santé et des travailleurs

L'équipement de laboratoire est un déterminant essentiel de la protection de la santé et de la prévention des accidents de travail dans un laboratoire. Les éléments du Systemlabor relatifs à la sécurité – par exemple les sorbonnes et les armoires pour produits dangereux – offrent une technologie innovante d'un niveau de qualité supérieur, permettant ainsi de réduire le potentiel de risques pour les personnes travaillant dans le laboratoire.

Prise en charge des flux

Le Systemlabor de Köttermann forme toujours une unité raisonnée se voulant fonctionnelle, esthétique et ergonomique. Tout est agencé de manière à faciliter et à optimiser les flux de travail dans le laboratoire avec un maximum de sécurité.

Etudié dans les moindres détails

Du fait de leur conception modulaire rigoureuse, tous les éléments du Systemlabor de Köttermann - les armoires, les paillasses, les sorbonnes, les colonnes de distribution - peuvent être combinés, remplacés, interchangeables ou complétés sans aucun problème.

2 A propos de ce manuel de l'utilisateur

2.1 Validité

Ce manuel contient toutes les informations concernant l'utilisation, le fonctionnement et l'entretien des composants standard du Systemlabor de Köttermann. Les descriptions ne tiennent pas compte des variantes spéciales des clients ni des variantes nationales. Les indications correspondantes sont fournies dans la documentation du projet.

Certains composants, par exemple les raccords pour gaz ultra-pur ou les régulations des sorbonnes, sont livrés avec leurs instructions de service spécifiques auxquels renvoie le présent document.

2.2 Utilisation de ce manuel

Ce manuel est un élément constitutif du Systemlabor de Köttermann.

Köttermann n'engage en aucun cas sa responsabilité et n'accorde aucune garantie pour les dommages ou les conséquences résultant de l'inobservation de ce manuel.

- ▶ Lire attentivement ce manuel avant usage.
- ▶ Conserver ce manuel pendant toute la durée de vie du Systemlabor.
- ▶ Les utilisateurs du laboratoire et le personnel de maintenance doivent pouvoir accéder à ce manuel à tout moment.
- ▶ Ce manuel doit être transmis à tout propriétaire ou utilisateur ultérieur du Systemlabor.

2.3 Structure du manuel

La partie centrale de ce manuel s'articule autour des quatre principaux groupes de produits du Systemlabor de Köttermann :

- Meubles de laboratoire
- Alimentation en fluides
- Stockage de matières dangereuses
- Sorbonnes

Nous avons réuni les informations sur le nettoyage et l'entretien, les caractéristiques techniques et les contacts à la fin du manuel.


Chaque chapitre commence par la table des matières détaillée.

2.4 Conventions typographiques




2.4.1 Avertissements

Les avertissements utilisés dans ce manuel prémunissent contre les risques de blessures ou de dommages matériels. Observez toutes les mesures signalées par le panneau de danger indiqué ci-dessous.



Les avertissements sont toujours présentés de la manière suivante dans ce manuel :

|  TYPE DE SIGNAL |
|--|
| Nature et source du danger Conséquences possibles ► Mesures à prendre pour éviter le danger |

Niveaux de danger dans les avertissements

| Type de signal | Niveau de danger |
|--|---|
|  DANGER | Danger imminent, immédiat. Danger de mort ou risque de blessures graves si l'avertissement est ignoré. |
|  AVERTISSEMENT | Danger potentiel. Risque de blessures graves si l'avertissement est ignoré. |
|  ATTENTION | Situation dangereuse. Risque de blessures légères si l'avertissement est ignoré. |
| ATTENTION | Situation dangereuse. Risque de dommages matériels si l'avertissement est ignoré. |

2.4.2 Remarques

|  NOTE |
|--|
| Ce signe attire votre attention sur des informations supplémentaires ou indique une astuce pour une meilleure utilisation. |
|  NOTE |
| Ce signe indique certains aspects juridiques ou attire votre attention sur des normes. |

2.4.3 Actions à effectuer par l'utilisateur

Dans ce manuel, nous numérotons chaque étape d'une suite d'opérations à réaliser par l'utilisateur.

Une action ponctuelle est indiquée par le signe suivant :

- Ce signe vous invite à effectuer une action.

3 Sécurité dans le laboratoire

3.1 Directives, dispositions et règlements

Il est impératif de respecter toutes les dispositions légales nationales et locales de même que toutes les consignes de sécurité. Informez-vous au besoin sur les directives, dispositions et règlements applicables concernant le travail dans un laboratoire. Il s'agit en particulier pour l'Allemagne des règlements suivants :

- Directives concernant les laboratoires des associations professionnelles (BGR 120)
- Règles techniques relatives aux substances dangereuses (TRGS 526)
- Règlements de prévention des accidents de travail
 - Consignes générales (BGV A1)
 - Service d'hygiène et de santé (BGV C8)
 - Manipulation des substances cancérigènes (VBG 113)
- Règlement relatif aux matières dangereuses
- Règlement relatif au lieu de travail
- Règlement relatif à la sécurité d'exploitation
- Règlement relatif aux substances biologiques
- Règlement relatif à la protection contre les radiations
- Règlement relatif au génie génétique
- Règlement relatif aux liquides inflammables (VbF), en particulier les règles techniques concernant les liquides inflammables (TRbF 20 annexe L)
- Réglementations légales relatives aux déchets
- Fiche technique « Substances irritantes ou caustiques » ZH 1/229

3.2 Usage conforme

- Le Systemlabor de Köttermann doit être mis en oeuvre et utilisé conformément aux descriptions fournies dans ce manuel. Tout autre usage, par exemple le dépassement de valeurs limites ou le contournement des dispositifs de sécurité, est contraire à l'usage prévu.
- L'homologation peut être attribuée dans votre pays pour un usage différent du Systemlabor de Köttermann.

3.3 Obligations de l'exploitant

- S'assurer que le personnel dispose d'une qualification appropriée et ait suivi la formation requise.
- S'assurer que ce manuel soit accessible à tout moment et que le personnel observe ses instructions.
- Mettre à la disposition du personnel les équipements de protection prescrits dans un laboratoire.
- S'assurer que le personnel connaisse les mesures à prendre en cas d'urgence.
- S'assurer que les avertissements devant figurer sur les équipements de laboratoire soient toujours visibles, propres et lisibles.
- S'assurer que seuls des appareils contrôlés, en état conforme soient mis en oeuvre dans le laboratoire.
- S'assurer que les dispositifs de sécurité du laboratoire soient toujours en état de fonctionner.
- S'assurer que les composants du Systemlabor ne soient pas modifiés. En cas de modification/transformation, les droits de garantie et la certification sont caducs.
- Faire effectuer les contrôles de sécurité et la maintenance annuelle des composants significatifs pour la sécurité, par exemple les sorbonnes et les armoires de sécurité, par Köttermann ou par un partenaire agréé par Köttermann. Faute de s'exécuter, l'exploitant perd ses droits de garantie.
- Les réparations sur un Systemlabor de Köttermann doivent être effectuées uniquement par des entreprises spécialisées agréées expressément par Köttermann.
- S'assurer que seules des pièces de rechange d'origine du fabricant soient utilisées pour les réparations ou les remplacements.

3.4 Exigences relatives au personnel

- Seul le personnel qualifié ayant suivi une formation est autorisé à travailler dans un Systemlabor de Köttermann.
- Avant d'effectuer des travaux dans le Systemlabor, le personnel doit avoir lu ce manuel de l'utilisateur de même que les instructions de service de l'exploitant et les avoir comprises.
- Le personnel doit porter les équipements de protection prescrits dans un laboratoire, par exemple les lunettes de protection, des gants, etc.
- Le personnel doit observer les consignes de sécurité précisées dans ce manuel.
- Le personnel doit avoir été formé sur les mesures à prendre en cas d'urgence.

4 Montage

- Le Systemlabor de Köttermann doit être installé uniquement par des entreprises spécialisées agréées expressément par Köttermann.
- Le montage par du personnel non agréé entraîne la déchéance des droits de garantie.

5 Contrôle de sécurité et maintenance

- Le législateur prévoit une maintenance obligatoire pour certains éléments de l'équipement du laboratoire tels que les sorbonnes et les armoires de stockage des produits dangereux. Cette maintenance périodique est une contrainte essentielle dans le cadre de la prévention des accidents de travail. Seule cette mesure peut garantir la protection des personnes dans le cas d'une éventualité.
- Le contrôle de sécurité doit être effectué chaque année par Köttermann ou par un partenaire agréé par Köttermann. Faute de s'exécuter, l'exploitant perd ses droits de garantie.

Meubles de laboratoire

Sommaire

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Consignes générales de sécurité | 14 |
| 2 | Sécurité d'utilisation..... | 14 |
| 2.1 | Meubles à roulettes, tables à roulettes..... | 15 |
| 2.2 | Tiroirs et éléments coulissants..... | 16 |
| 2.3 | Etagères | 17 |
| 2.4 | Réglage horizontal | 18 |
| 2.5 | Travaux sur les tables de pesée | 19 |
| 2.6 | Collecteur de déchets | 19 |
| 2.7 | Nettoyage et entretien | 20 |
| 3 | Caractéristiques techniques (extrait) | 21 |
| 3.1 | Charges admissibles | 21 |
| 3.2 | Fourchette de réglage horizontal | 22 |
| 4 | Contrôle périodique | 23 |
| 5 | Problèmes et solutions de dépannage | 23 |

1 Consignes générales de sécurité

- Observer les directives relatives au stockage de produits dangereux.
- Ne stocker les produits dangereux inflammables ou caustiques que dans les armoires spéciales conçues à cet effet, en aucun cas dans des meubles de laboratoire normaux.
- Observer les limites de charge des tables, des tiroirs et des étagères, voir le chapitre « Caractéristiques techniques (extrait) » ci-dessous.
- S'assurer que les plans de travail et les surfaces possèdent la résistance chimique requise pour les produits employés et les essais prévus, voir le chapitre « Nettoyage et entretien » dans la partie « Informations complémentaires ».
- Toujours bloquer les freins des meubles équipés de roulettes. Ne desserrer les freins que pour déplacer les meubles.

2 Sécurité d'utilisation



NOTE

Veillez vous informer sur les règlements et lois spécifiques applicables dans votre pays. L'homologation peut être attribuée pour une utilisation différente des produits.

2.1 Meubles à roulettes, tables à roulettes

Les deux roulettes avant des meubles et tables mobiles peuvent être bloquées.





ATTENTION



Risque de basculement

- ▶ Ne desserrer le dispositif de blocage des meubles à roulettes ou des tables à roulettes que pour les déplacements, le bloquer dans tous les autres cas.
- ▶ Ouvrir un seul tiroir à la fois, ou un seul élément coulissant à la fois.
- ▶ Ne pas se servir d'un tiroir ouvert comme marchepied.
- ▶ Ne pas utiliser les meubles à roulettes pour transporter des charges lourdes.
- ▶ Respecter la capacité de charge des tiroirs, voir le tableau du chapitre « Caractéristiques techniques (extrait) ». Ne transporter les charges lourdes que sur une table prévue à cet effet.

Bloquer les roulettes



Débloquer les roulettes



2.2 Tiroirs et éléments coulissants



ATTENTION

Risque de basculement

- ▶ Ouvrir un seul tiroir à la fois, ou un seul élément coulissant à la fois.
- ▶ Observer la capacité de charge des tiroirs et des éléments coulissants, voir le tableau du chapitre « Caractéristiques techniques (extrait) ».



NOTE

Les tiroirs avec une capacité accrue pour charge lourde de 70 kg sont identifiés par un signe distinctif spécial.

2.3 Étagères


Les étagères sont supportées par 4 taquets en forme de Z accrochés dans les fentes prédécoupées dans les montants latéraux des armoires. Des échancrures dans l'étagère empêchent un arrachage accidentel.



NOTE

Avant de repositionner une étagère, veiller qu'aucun bidon ne se trouve sur l'étagère et qu'aucun récipient ne puisse être renversé ni endommagé.

Repositionner une étagère




2.4 Réglage horizontal

2.4.1 Tables et piètements


Les tables individuelles fixes, les piètements A et C disposent de vérins pour mettre le meuble à l'aplomb. Dans la configuration meuble socle ou plinthe, la molette de réglage est masquée par un cache.

Une clé correspondante permet de tourner la molette dans un sens ou dans l'autre pour atteindre la hauteur voulue.

Réglage de la hauteur des piètements A




Réglage de la hauteur des piètements C



2.4.2 Armoires

Des ouvertures dans le socle des soubassements et des armoires hautes permettent le passage de la clé à six pans pour régler le niveau.



2.5 Travaux sur les tables de pesée

Les tables de pesée amortissent les vibrations pour améliorer le résultat de la pesée.

- Avant de peser, s'assurer que le plateau de travail ne soit pas en contact avec le bâti-cadre.

Si ces deux éléments sont en contact, les vibrations de la salle peuvent être propagées au plateau de travail et perturber la stabilité de la pesée.

2.6 Collecteur de déchets




NOTE

Conformément à la norme DIN 1946, section 7 « Aspirations spéciales », la ventilation des collecteurs de déchets contenant les bidons de sécurité doit être en service en permanence.

2.6.1 Ouverture à l'aide de la pédale


Certains collecteurs de déchets comportent une partie mobile pouvant être ouverte à la main ou en appuyant sur une pédale avec le pied.



2.6.2 Enlèvement des bidons de sécurité

Les collecteurs de déchets contenant les bidons de sécurité sont équipés d'une porte en façade s'ouvrant vers l'avant.

Ils évitent de devoir soulever les bidons pour les passer au-dessus de la paroi latérale.



2.6.3 Raccordement à la ventilation

Le raccordement des collecteurs de déchets à la ventilation doit avoir les caractéristiques suivantes :

- Débit d'air extrait : 20 m³/h
- Dépressurisation : 5 Pa

2.7 Nettoyage et entretien

Le nettoyage et l'entretien du Systemlabor Köttermann sont décrits au chapitre « Informations complémentaires » à la page 86.

3 Caractéristiques techniques (extrait)

3.1 Charges admissibles

Charge maximale des armoires

| Composant | Charge maximale | |
|--------------------|---------------------------|---|
| Fond | 30 kg | |
| Étagère | 30 kg | |
| Dessus d'armoire | 30 kg | |
| Charge par armoire | 80 kg 120 kg 180 kg | Armoire supérieure / suspendue Meuble bas Armoire haute |

Charge maximale des éléments coulissants

| Composant | Charge maximale | |
|--|-----------------|----------------------------|
| Meuble sur roulettes | 25 kg | |
| Élément coulissant pour instruments | 30 kg | |
| Élément coulissant à ouverture intégrale | 40 kg | |
| Élément coulissant pour charge lourde | 70 kg | (identifié dans l'armoire) |
| Collecteur de déchets | 70 kg | |
| Armoire haute à coulisse | 100 kg | |

Charge maximale des tables et piètements

| Composant | Charge maximale |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Etagère | 100 kg |
| Table individuelle | Plateau jusqu'à 250 kg |
| Table pour charge lourde | 400 kg |
| Piètement A | 400 kg |
| Piètement C | 350 kg, à roulettes 400 kg, fixe |
| Piètement Cantilever | 300 kg |

Charge maximale des tiroirs

| Type | Charge maximale |
|---------------------------|-----------------|
| Tiroir standard | max. 40 kg |
| Tiroir pour charge lourde | max. 70 kg |
| Collecteur de déchets | max. 70 kg |
| Meuble sur roulettes | max. 25 kg |

Charge maximale des linéaires de travail

Les linéaires de travail avec plans de travail (tables murales et doubles)

- avec les meubles bas et les socles
- avec les piètements C
- avec les piètements A

ont une capacité de charge minimale de 200 kg/m².

La capacité de charge maximale peut être supérieure suivant le type de piètement et le matériau utilisé pour le plan de travail.

3.2 Fourchette de réglage horizontal

| Composant | Réglage en hauteur |
|---------------------------------|---|
| Meubles bas | -5/+15 mm Socle -5/+20 mm Plinthe -5/+20 mm Suspendu dans le cadre |
| Armoires hautes | -5/+15 mm |
| Armoires supérieures | Mise à niveau via les armoires hautes |
| Armoires suspendues | Mise à niveau via la suspension de l'armoire |
| Table individuelle, fixe | -5/+20 mm |
| Table individuelle, à roulettes | non disponible |
| Table pour charge lourde | non disponible |
| Table de pesée | -5/+20 mm |
| Piètement A | -5/+20 mm |
| Piètement C | -5/+20 mm |
| Piètement Cantilever | non disponible |

4 Contrôle périodique



NOTE

Nous recommandons de veiller à la maintenance régulière du Systemlabor de Köttermann. Moyennant un contrat de maintenance, toutes les contraintes de sécurité et les délais légaux seront respectés.

N'hésitez pas à contacter le siège de Köttermann ou l'une des sociétés de distribution.

- Contrôler les meubles de laboratoire au moins une fois par an.
- En cas de mauvais fonctionnement, appeler le service après-vente.

5 Problèmes et solutions de dépannage




NOTE


Vous pouvez vous dépanner vous-même dans les cas suivants.

Portes accrochées de travers

Les portes de travers ou mal accrochées sont ajustées à l'aide d'un tournevis en réglant les vis des charnières.



Façades des tiroirs de travers



NOTE

Sur les tiroirs d'une hauteur de 300 mm, la vis à desserrer ❶ ne se trouve pas au plancher du tiroir, mais sur la face intérieure de la façade du tiroir.

**NOTE**

Dans le cas des pannes ci-dessous, faites appel à une société de SAV agréée par Köttermann.

- La surface des meubles ou la peinture sont endommagées.
- Les roulettes sont défectueuses ou ne peuvent pas être bloquées.
- Les plans de travail sont boîteux, ne sont pas fixés solidement.
- Les armoires basses suspendues sont bancales, ne sont pas fixées solidement.
- Les étagères sont instables, ne sont pas fixées solidement.
- La fermeture est défectueuse.
- Dans les meubles bas fermant à clé, plusieurs tiroirs superposés peuvent être ouverts en même temps.
- Les tiroirs ou les éléments coulissants sont défectueux ou durs.
- Les façades des portes ou des tiroirs sont de travers et ne peuvent plus être alignées.
- Les éléments coulissants des collecteurs de déchets ne ferment pas ou s'ouvrent tout seuls.
- La ventilation des collecteurs de déchets ventilés ne fonctionne pas.

Alimentation en fluides

Sommaire


| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Consignes générales de sécurité | 28 |
| 2 | Sécurité d'utilisation..... | 29 |
| | 2.1 Raccordements..... | 29 |
| | 2.2 Prises | 32 |
| | 2.3 Alimentations électriques | 33 |
| | 2.4 Nettoyage et entretien | 34 |
| 3 | Caractéristiques techniques (extrait) | 34 |
| 4 | Contrôle périodique..... | 35 |
| 5 | Problèmes et solutions de dépannage | 35 |

1 Consignes générales de sécurité

- Respectez toutes les consignes de sécurité ainsi que tous les règlements nationaux ou locaux concernant la manipulation des fluides.
- Respectez tous les codes de couleur des raccordements selon la norme NF EN 13792.
- Reliez les raccordements uniquement aux sources ou aux sorties appropriées.
- Assurez tous les tuyaux contre l'arrachage.

Arrêt d'urgence

Les boutons d'arrêt d'urgence sont réalisés suivant les exigences spéciales de votre laboratoire et les dispositions légales locales.



Demandez au responsable de votre laboratoire ou consultez les instructions de travail du laboratoire pour avoir les détails concernant :

- les fluides et les circuits électriques de votre laboratoire raccordés au bouton d'arrêt d'urgence ;
- les autres mesures à prendre en cas d'urgence ;
- le comportement du système pendant le redémarrage après un arrêt d'urgence.

2 Sécurité d'utilisation



NOTE

Veillez vous informer sur les règlements et lois spécifiques applicables dans votre pays. L'homologation peut être attribuée pour une utilisation différente des produits.

2.1 Raccordements



DANGER


Risque d'explosion, risque d'intoxication.

- ▶ Toujours fermer les robinets et vannes quand ils ne sont pas utilisés.
- ▶ Observer les instructions d'utilisation du constructeur des raccordements spéciaux.

2.1.1 Codification

Les robinets et les vannes sont identifiés par des codes de couleur selon la norme NF EN 13792.

Ce code est formé par trois anneaux concentriques en couleur.




| Anneau | Contenu | Exemple |
|-----------|---|---|
| Extérieur | Désignation du fluide dans la langue locale | Eau non potable, réfrigérée ; Azote ; ... |
| Centre | Dénomination internationale commune | WNH, N ₂ , ... |
| Intérieur | Logo Köttermann Systemlabor | |

Signification des couleurs de l'anneau extérieur

| Couleur | Fluide |
|---------|---|
| Vert | Eau |
| Jaune | Hydrocarbures combustibles et gazeux |
| Rouge | Autres gaz et mélanges gazeux combustibles |
| Bleu | Gaz non inflammables et non accélérateurs de combustion |
| Noir | Gaz toxiques |
| Gris | Vide |
| Blanc | divers |





2.1.2 Utilisation

Ouvrir / fermer le raccordement (eau / gaz techniques / vide primaire / raccordement en propylène)



i NOTE

- Veiller aux codes de couleur des raccordements.
- Relier les raccordements uniquement aux sources ou aux sorties appropriées.
- Assurer tous les tuyaux contre l'arrachage.
- Les robinets d'eau avec un clapet antiretour A1 conforme à la norme DIN 1988 sur la sortie ne doivent pas être utilisés s'il y a une contrepression.
- Un réglage précis est possible pour les gaz techniques.
- Dans le cas des raccordements en propylène, le robinet est entièrement ouvert ou fermé quand la manette est en butée. Un léger craquement est audible quand on tourne la manette au-delà.

Ouvrir / fermer la vanne d'arrêt de gaz combustible**Ouvrir / fermer un mélangeur avec deux poignées distinctes****Ouvrir / fermer un mitigeur doté d'un levier et régler la température****Retour d'eau de refroidissement****i NOTE**

Le clapet antiretour est intégré dans le raccordement.

Raccordements optoélectroniques et à capteurs

- Voir le manuel correspondant.

Raccordements pour gaz ultra-purs

- Voir le manuel correspondant.
- Pour les gaz jusqu'à la classe de pureté 6.0

2.2 Prises**2.2.1 Prises de courant électrique****DANGER****Risque de mort par électrocution.**

- ▶ Ne pas dépasser le courant électrique maximal.
- ▶ Ne pas utiliser de rallonges multiprises.
- ▶ Faire remplacer les câbles défectueux par un électricien qualifié.

2.2.2 Prises des autres réseaux

Les prises des autres réseaux, par exemple celles du réseau informatique, peuvent aussi être identifiées à l'aide de caches de couleur.

**NOTE**

Au besoin, veuillez vous adresser au siège de Köttermann ou à l'une des sociétés de distribution.

2.3 Alimentations électriques



DANGER


Risque de mort par électrocution.

- Les travaux d'installation ou de modification des alimentations électriques doivent être exécutés exclusivement par des électriciens qualifiés.

2.3.1 Alimentation électrique interne

L'unité d'alimentation est un composant du système d'alimentation en fluides, donc d'une cellule, d'un mur technique, d'une colonne d'alimentation ou d'une sorbonne. Les disjoncteurs sont internes.

Activer les disjoncteurs



Protection en cas de danger

En cas de danger, le disjoncteur différentiel ① coupe tous les circuits automatiquement. Un électricien qualifié devra ensuite vérifier toutes les prises électriques.

Si un bouton d'arrêt d'urgence est intégré dans le système d'alimentation des fluides, celui-ci permet d'éteindre d'un seul coup tous les appareils électriques branchés.

2.3.2 Alimentation électrique externe

L'alimentation externe est protégée contre les surcharges et surtensions au moyen de son propre boîtier d'alimentation. Aucune manipulation n'est nécessaire.

2.4 Nettoyage et entretien

Le nettoyage et l'entretien du Systemlabor Köttermann sont décrits au chapitre « Informations complémentaires » à la page 86.

3 Caractéristiques techniques (extrait)

Charges admissibles

| Composant | Charge admissible |
|---------------------------|--|
| Etagère | 15 kg par étagère |
| Système de support statif | Charge totale statique : 5 kg par appui (à une distance de 100 mm de l'appui) pour des charges supérieures, un étayage sur le plan de travail est requis |

Charge maximale des prises de courant

| Composant | Charge maximale * |
|-----------------|-------------------|
| Prise 230 V | 16 A |
| Prise 230 V CEE | 16 A |
| Prise 400 V CEE | 16 A ou 32 A |

* L'intensité maximale admissible peut varier suivant le pays et être différente de la valeur indiquée ici.

4 Contrôle périodique



NOTE

Nous recommandons de veiller à la maintenance régulière du Systemlabor de Köttermann. Moyennant un contrat de maintenance, toutes les contraintes de sécurité et les délais légaux seront respectés.
N'hésitez pas à contacter le siège de Köttermann ou l'une des sociétés de distribution.

- ▶ Contrôler l'arrivée des fluides régulièrement (au moins 1 fois par an).
- ▶ En cas de panne, appeler le SAV.

5 Problèmes et solutions de dépannage



NOTE

Vous pouvez vous dépanner vous-même dans les cas suivants.

Ampoules électriques défectueuses

- ▶ Les ampoules électriques utilisées sont des ampoules ménagères courantes dans le commerce. Leur remplacement est simple.



NOTE

Dans le cas des pannes ci-dessous, faites appel à une société de SAV agréée par Köttermann.

- Robinets durs
- Robinets qui fuient ou problèmes d'étanchéité des conduites d'alimentation
- La régulation de la pression, les manodétendeurs ou les dispositifs de raccordement de gaz ultra-pur ne fonctionnent plus.
- Les gaz ultra-purs ne répondent pas aux critères de pureté requis.
- Etagères endommagées
- Panne des composants électriques

Stockage de matières dangereuses

Sommaire

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Consignes générales de sécurité | 38 |
| 1.1 | Signaux de danger | 38 |
| 1.2 | Utilisation des armoires de sécurité pour produits dangereux | 39 |
| 1.3 | Dangers particuliers..... | 41 |
| 1.4 | Ouverture des armoires de sécurité et des armoires de bouteilles de gaz après un incendie. | 42 |
| 2 | Sécurité d'utilisation | 43 |
| 2.1 | Portes et tiroirs | 43 |
| 2.2 | Ajustement des étagères | 46 |
| 2.3 | Utilisation des armoires pour bouteilles de gaz..... | 47 |
| 2.4 | Nettoyage et entretien | 48 |
| 3 | Caractéristiques techniques (extrait) | 49 |
| 3.1 | Armoires hautes à portes battantes ou pliantes..... | 49 |
| 3.2 | Meubles bas à tiroirs et/ou portes..... | 49 |
| 3.3 | Meubles bas à tiroirs | 51 |
| 3.4 | Armoires pour bouteilles de gaz..... | 51 |
| 3.5 | Armoires hautes pour acides et bases..... | 51 |
| 3.6 | Meubles bas pour acides et bases..... | 52 |
| 3.7 | Armoires hautes pour produits chimiques..... | 52 |
| 3.8 | Meubles bas pour produits chimiques..... | 52 |
| 4 | Maintenance et contrôle périodique | 53 |
| 4.1 | Contrôle quotidien..... | 53 |
| 4.2 | Contrôle mensuel..... | 53 |
| 4.3 | Maintenance annuelle..... | 54 |
| 5 | Problèmes et solutions de dépannage | 55 |

1 Consignes générales de sécurité

1.1 Signaux de danger

La nature de danger du contenu des armoires de sécurité est indiquée par l'un des signaux de danger ci-dessous.

- Veuillez vous assurer que les signaux de danger appliqués sur les armoires soient toujours visibles, propres et lisibles.



Armoire de sécurité pour liquides inflammables

EN 14470-1, Type F90

Résistance au feu 90 minutes

- Fermer les portes
- Tenir à l'écart des sources d'ignition

- Hautement inflammable




Armoire de sécurité pour bouteilles de gaz

EN 14470-2, Type G30

Résistance au feu 30 minutes

- Fermer les portes
- Bouteilles de gaz
- Hautement inflammable



Armoires pour acides et bases

- Fermer les portes

- Produits corrosifs

**Compartment à poisons et produits toxiques**

- Produits toxiques ou très toxiques

**Armoire de premiers secours****Extincteur**

1.2 Utilisation des armoires de sécurité pour produits dangereux

Les armoires de sécurité pour le stockage des produits dangereux ne peuvent remplir leur fonction de protection que si les produits sont stockés de façon réglementaire et que rien ne s'oppose aux fonctions de sécurité de l'armoire.

- § Observer scrupuleusement les dispositions légales et les consignes relatives à la manipulation et à l'utilisation des produits dangereux, ainsi que les instructions fournies dans le présent manuel.
- § Dans les salles de travail, les produits inflammables doivent être stockés dans des armoires de sécurité répondant à la norme EN 14470-1.
- § Les personnes non autorisées ne doivent avoir aucune possibilité d'accéder aux produits chimiques toxiques et très toxiques.
- Ne stocker dans une armoire de sécurité que les produits pour lesquels l'armoire a été conçue.
- Observer les limitations et les contraintes avant de stocker des produits dangereux hétérogènes dans la même armoire.
- Ne pas dépasser la quantité maximale pouvant être stockée dans une armoire.
- Ne déposer ni laisser traîner aucun objet devant une armoire ouverte. En cas d'incendie, tout objet se trouvant devant une armoire ouverte empêcherait la fermeture automatique des portes.
- Vérifier l'appui des étagères et des bacs de rétention.

- Nettoyer immédiatement tout produit chimique renversé ou écoulé.
- Ne pas stocker les produits dangereux plus haut que la position à laquelle ils peuvent être saisis en toute sécurité.
- Les produits chimiques doivent être stockés exclusivement dans les récipients prévus à cet effet et être identifiés de façon réglementaire.
- Les récipients contenant des produits chimiques corrosifs doivent être stockés dans des armoires de sécurité spéciales à ventilation permanente pour acides et bases.
- Pour le stockage de liquides, s'assurer que le volume stocké dans des récipients cassants ne soit pas supérieur à la capacité des étagères ou des bacs de rétention.
- Vérifier la sécurité des armoires de stockage de substances dangereuses avant de les utiliser pour la première fois.
- N'utiliser les armoires de sécurité que si elles sont en état réglementaire.
- N'utiliser les armoires de sécurité qu'après avoir lu les instructions. L'accès doit être interdit aux personnes non autorisées.
- Toujours refermer les portes et les tiroirs.
- Le stockage de liquides ou de gaz corrosifs dans les armoires de sécurité pour liquides inflammables, dans les armoires pour bouteilles de gaz ou dans les armoires pour produits chimiques peut avoir un impact sur le fonctionnement des dispositifs de fermeture des conduits d'arrivée et d'évacuation de l'air.
- Les armoires de stockage de produits dangereux ne sont pas utilisables pour le stockage de substances autoinflammables ou autodégradables.
- Les substances avec un point d'inflammation inférieur à 100 °C ne doivent pas être stockées dans une armoire pour produits dangereux à l'intérieur de la salle de travail. Une exception est accordée pour le stockage dans des armoires ventilées dans un emballage spécial en matière ignifuge.
- Le volume minimal du bac de rétention doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 10 % du volume total des bidons stockés dans l'armoire, ou 110 % du volume du bidon le plus grand.
- Le bac de rétention ne doit pas être utilisé comme surface de stockage s'il n'est pas muni d'un plateau perforé.
- La distribution de gaz toxiques, très toxiques ou inflammables est autorisée uniquement si la ventilation de l'armoire de stockage des bouteilles de gaz fonctionne correctement.

1.3 Dangers particuliers

1.3.1 Armoires de sécurité pour liquides inflammables sans ventilation forcée

Une zone à risque d'explosion doit être définie autour des armoires de sécurité sans ventilation forcée.

- Observer les règles et les lois en matière de signalisation des zones à risque d'explosion.

Köttermann recommande une évacuation ininterrompue de l'air des armoires de sécurité.

1.3.2 Passage des tuyaux dans les armoires pour bouteilles de gaz et les armoires pour liquides inflammables

Les passages de tuyaux de gaz ont un impact sur la résistance au feu des armoires.

- Réaliser le passage de tuyaux uniquement dans les zones prévues à cet effet en utilisant des douilles spéciales.
- Reboucher les passages de tuyaux qui ne sont plus utilisés en employant les moyens qui s'imposent.

1.3.3 Obligations de contrôle

S'agissant d'équipements devant assurer la sécurité du personnel, toutes les armoires de sécurité pour produits inflammables selon la norme EN 14470-1 et les armoires résistantes au feu pour bouteilles de gaz sous pression selon EN 14470-2 doivent être contrôlées une fois par an par les experts agréés par le constructeur.

L'omission d'effectuer ce contrôle annuel ou le fait de le faire effectuer par du personnel non agréé par le constructeur entraîne la déchéance des droits de garantie.

1.4 Ouverture des armoires de sécurité et des armoires de bouteilles de gaz après un incendie.

En cas d'incendie, les armoires de sécurité pour produits inflammables selon la norme EN 14470-1 et les armoires coupe-feu pour bouteilles de gaz sous pression selon EN 14470-2 empêchent une montée rapide de la température à l'intérieur de l'armoire. Mais en raison du pouvoir calorifique élevé des isolants, on peut constater un effet de réchauffement à retardement : la température à l'intérieur de l'armoire continue de monter bien que l'incendie soit déjà éteint. Un mélange vapeurs-air inflammable est susceptible de se développer dans ces conditions.



DANGER

Risque d'explosion

- ▶ Attendre au moins le sextuple de la durée de l'incendie avant d'ouvrir une armoire de sécurité ou de bouteilles à gaz après un incendie.
- ▶ S'assurer qu'il n'y ait aucune source d'ignition dans un rayon de 10 m autour de l'armoire avant d'ouvrir une armoire de sécurité ou de bouteilles à gaz.
- ▶ Utiliser uniquement des outils antidéflagrants pour ouvrir une armoire de sécurité ou de bouteilles à gaz.

2 Sécurité d'utilisation



NOTE

Veillez vous informer sur les règlements et lois spécifiques applicables dans votre pays. L'homologation peut être attribuée pour une utilisation différente des produits.



DANGER


Risque d'explosion

- Ne laisser aucun objet dans la zone de rotation des portes des armoires, ceci empêchant les portes de se fermer automatiquement en cas d'incendie.

2.1 Portes et tiroirs



2.1.1 Ouverture et fermeture des portes

Armoires pour produits chimiques / Armoires de premiers secours / Armoires pour acides et bases / Meubles bas de sécurité avec portes battantes / Armoires pour bouteilles à gaz




NOTE

Les meubles bas de sécurité à portes battantes se ferment automatiquement en cas d'incendie.

Armoires de sécurité à portes battantes**Armoires de sécurité à portes battantes et tige d'arrêt****NOTE**

Les armoires de sécurité à portes battantes se ferment automatiquement en cas d'incendie.


Armoires de sécurité type ErgoPlus avec portes battantes ou pliantes



NOTE

Les armoires de sécurité de type ErgoPlus à portes battantes se ferment automatiquement en cas d'incendie.

Meuble bas de sécurité à tiroir



NOTE

Les tiroirs avec retour automatique permanent s'escamotent en général automatiquement.
Les tiroirs sans retour automatique permanent se ferment automatiquement en cas d'incendie.

2.2 Ajustement des étagères

Les étagères peuvent être repositionnées dans les armoires suivantes :

- Armoires de sécurité pour liquides inflammables
- Armoires pour produits chimiques
- Armoires de premiers secours




ATTENTION

- ▶ Avant de repositionner une étagère, veiller à ce qu'aucun bidon ne se trouve sur l'étagère et qu'aucun récipient ne puisse être renversé ni endommagé.
- ▶ Avant de charger les étagères des armoires de sécurité et des armoires pour bouteilles de gaz, fixer les étagères sur la paroi intérieure de l'armoire en utilisant des vis.
- ▶ Vérifier la solidité de fixation des étagères dans les armoires pour produits chimiques après tout changement de position.


Armoires de sécurité pour liquides inflammables

Les étagères des armoires de sécurité sont soutenues par des taquets. Par mesure de sécurité, elles sont en plus vissées aux parois.



Armoires pour produits chimiques et armoires de premiers secours


Les étagères sont supportées par 4 taquets en forme de Z accrochés dans les fentes prédécoupées dans les montants latéraux des armoires. Des poinçonnages dans l'étagère empêchent un arrachage accidentel.



2.3 Utilisation des armoires pour bouteilles de gaz


Sécuriser les bouteilles de gaz

Les bouteilles de gaz doivent être assurées contre les chutes.



Poste d'alimentation mobile pour gaz

Les bouteilles de gaz doivent également être fixées à l'aide de la courroie dans le poste d'alimentation mobile.



Installation des raccords

L'installation des raccords dans l'armoire, en particulier la réalisation du passage des tuyaux à travers la paroi isolante, ne doit être effectuée que par une entreprise spécialisée.

2.4 Nettoyage et entretien

Le nettoyage et l'entretien des surfaces du Systemlabor Köttermann sont décrits au chapitre « Informations complémentaires » à la page 86.

3 Caractéristiques techniques (extrait)

3.1 Armoires hautes à portes battantes ou pliantes

| | | Largeur 1200 mm | Largeur 600 mm |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Numéro du modèle à portes pliantes | | 2-335-SSJREA | 2-335-SSDREA |
| Numéro du modèle à portes battantes | | 2-335-SSJREF | 2-335-SSDRFF |
| Poids de l'armoire | à portes pliantes | 420 kg | 260 kg |
| | à portes battantes | 310 kg | 260 kg |
| Poids total maximal | | 600 kg | |
| Capacité de charge des étagères | | 75 kg | |
| Bac de rétention de sécurité | | | |
| Charge maximale | | max. 30 kg | max. 30 kg |
| Volume | | 33 l | 22 l |
| Volume de stockage max. | | 330 l | 220 l |
| Volume du bidon le plus grand | | 30 l | 20 l |
| Tiroirs | | | |
| Charge maximale | | 60 kg | 25 kg |
| Volume de rétention | | 19 l | 11 l |
| Volume de stockage max. | | 190 l | 110 l |
| Volume du bidon le plus grand | | 55/17 l | 20/10 l |

3.2 Meubles bas à tiroirs et/ou portes

| | Largeur 1400 mm | Largeur 1100 mm | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 2 tiroirs (gauche ou droite) | 3-520-SSLDDLN | 3-520-SSIDDLN | – |
| 1 tiroir (droite), 2 portes battantes (gauche) | 3-520-SSLDDNN | – | – |
| 1 tiroir (central) | – | 3-520-SSIDDBN | – |
| 1 tiroir (droite), 1 porte battante (gauche) | – | – | 3-520-SSIDDDN |
| 2 portes battantes (gauche et droite) | – | – | 3-520-SSIDDFN |
| Poids de l'armoire | 200 kg | 165 kg | |
| Poids total maximal (kg) | 420 kg | 300 kg | |

| | Largeur 1400 mm | Largeur 1100 mm | |
|---|-----------------|-----------------|-------|
| Tiroir côté gauche | | | |
| Charge maximale | 50 kg | 25 kg | – |
| Volume de rétention | 25 l | 14 l | – |
| Volume de stockage max. | 250 l | 150 l | – |
| Volume du bidon le plus grand | 22 l | 12 l | – |
| Tiroir côté droit | | | |
| Charge maximale | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
| Volume de rétention | 14 l | 14 l | 13 l |
| Volume de stockage max. | 140 l | 140 l | 130 l |
| Volume du bidon le plus grand | 12 l | 12 l | 11 l |
| Tiroir central | | | |
| Charge maximale | – | 50 kg | – |
| Volume de rétention | – | 32 l | – |
| Volume de stockage max. | – | 320 l | – |
| Volume du bidon le plus grand | – | 29 l | – |
| Portes battantes côté gauche : Bac de rétention de sécurité | | | |
| Charge maximale | 30 kg | 30 kg | – |
| Volume de rétention | 25 l | 14 l | – |
| Volume de stockage max. | 250 l | 140 l | – |
| Volume du bidon le plus grand | 22 l | 12 l | – |
| Portes battantes côté droit : Bac de rétention de sécurité | | | |
| Charge maximale | – | – | 30 l |
| Volume de rétention | – | – | 28 l |
| Volume de stockage max. | – | – | 280 l |
| Volume du bidon le plus grand | – | – | 25 l |

3.3 Meubles bas à tiroirs

| | Largeur 890 mm | Largeur 592 mm |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Numéro du modèle | 3-520-SSGDDBN | 3-520-SSDDDBN |
| Poids | 140 kg | 90 kg |
| Poids total maximal | 300 kg | |
| Tiroirs | | |
| Charge maximale | 50 kg | 25 kg |
| Volume de rétention | 25 l | 14 l |
| Volume de stockage max. | 250 l | 140 l |
| Volume du bidon le plus grand | 22 l | 12 l |

3.4 Armoires pour bouteilles de gaz

| Armoires hautes à portes battantes | Largeur 1400 mm | Largeur 1200 mm | Largeur 900 mm | Largeur 600 mm |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Numéro du modèle | 2-335-GELSDFN | 2-335-GEJSDFN | 2-335-GEGSDFN | 2-335-GEDSDFN |
| Poids | 480 kg | 440 kg | 310 kg | 260 kg |
| Poids total maximal | 600 kg | | | |
| Capacité de charge des étagères | 75 kg | | | |

3.5 Armoires hautes pour acides et bases

| Armoire haute pour acides et bases | | Largeur 600 mm |
|------------------------------------|--------------------|--|
| Numéro du modèle | | 2-335 ACRFJ (avec ventilateur) 2-335 ACRFN (sans ventilateur) |
| Poids de l'armoire | | 116 kg |
| Poids total maximal | | 300 kg |
| Bac coulissant | Capacité de charge | 30 kg |
| | Volume | 12,5 l |

3.6 Meubles bas pour acides et bases

| | | 1400 mm | 1200 mm | 1100 mm | 900 mm | 600 mm |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Numéro du modèle avec ventilateur | | – | 3-520 AGJFJ | – | 3-520 AEJFJ | – |
| Numéro du modèle sans ventilateur | | 3-520 AOJFN | 3-520 AGJFN | 3-520 APJFN | 3-520 AEJFN | 3-520 ACJFN |
| Poids de l'armoire | | 94 kg | 88 kg | 85 kg | 66 kg | 44 kg |
| Poids total maximal | | 200 kg | | | | |
| Bac coulissant | Capacité de charge | 30 kg | | | | |
| | Volume | 15 l | 12,5 l | 11,5 l | 9 l | 12,5 l |

3.7 Armoires hautes pour produits chimiques

| Armoires hautes pour produits chimiques | | Largeur 1200 mm | Largeur 900 mm | Largeur 600 mm |
|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Numéro de modèle avec ventilateur | | 2-335 CGRFJ | 2-335 CERFJ | 2-335 CCRFJ |
| Numéro de modèle sans ventilateur | | 2-335 CGRFN | – | – |
| Poids de l'armoire | | 130 kg | 110 kg | 80 kg |
| Poids total maximal | | 300 kg | | |
| Bac de rétention | Capacité de charge | 30 kg | | |
| | Volume | 16 l | 12 l | 8 l |
| Bac de fond | Volume | 48 l | 36 l | 24 l |

3.8 Meubles bas pour produits chimiques

| Meubles bas pour produits chimiques | | Largeur 1200 mm | Largeur 900 mm |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Numéro du modèle avec ventilateur | | 3-520 GCJFN | 3-520 CEJFN |
| Poids de l'armoire | | 38 kg | 31 kg |
| Poids total maximal | | 300 kg | |
| Bac de rétention | Capacité de charge | 30 kg | |
| | Volume | 16 l | 12 l |

4 Maintenance et contrôle périodique

Les armoires de sécurité pour les liquides inflammables ou les bouteilles de gaz remplissent leur fonction de sécurité uniquement si elles sont entretenues régulièrement.

- Si vous constatez un endommagement, contactez immédiatement une société spécialisée agréée.

4.1 Contrôle quotidien

Bacs de rétention

- Toute fuite doit être absorbée et éliminée.

4.2 Contrôle mensuel

Fonctionnement irréprochable du dispositif de fermeture de la porte

S'applique aux armoires de sécurité pour liquides inflammables avec les portes à fermeture automatique permanente suivantes :

Portes battantes, portes battantes avec tige d'arrêt, portes pliantes

- Entrebâiller la porte légèrement et relâcher.

Les portes doivent se refermer et se verrouiller automatiquement sans accroc (durée : 20 secondes au maximum).

Position correcte des joints d'étanchéité ignifuges

S'applique aux armoires de sécurité pour liquides inflammables et aux armoires pour bouteilles de gaz

- Vérifier la position correcte des joints à lèvres, tubulaires et ignifuges.

4.3 Maintenance annuelle

Les armoires de sécurité du Systemlabor de Köttermann sont des produits assurant la sécurité des personnes. Leur bon fonctionnement doit être vérifié périodiquement. La date du prochain contrôle est précisée sur la plaquette de contrôle sur la face extérieure de la porte.

L'omission d'effectuer ce contrôle annuel ou le fait de le faire effectuer par du personnel spécialisé non agréé par le constructeur entraîne la déchéance des droits de garantie.



NOTE

Selon la législation allemande (ArbStättV § 4 Abs. 3), les équipements relatifs à la sécurité sont soumis à une maintenance annuelle.



NOTE

Nous recommandons de veiller à la maintenance régulière du Systemlabor de Köttermann. Moyennant un contrat de maintenance, toutes les contraintes de sécurité et les délais légaux seront respectés.
N'hésitez pas à contacter le siège de Köttermann ou l'une des sociétés de distribution.



NOTE

Observez les dispositions légales applicables dans votre pays.

5 Problèmes et solutions de dépannage



NOTE

Vous pouvez vous dépanner vous-même dans les cas suivants.

Fuites des bidons de liquides.

- ▶ Absorber tout liquide dans le bac de fond à l'aide de moyens adaptés.
- ▶ Ne pas utiliser des bidons qui fuient.



NOTE

Dans le cas des pannes ci-dessous, faites appel à une société de SAV agréée par Köttermann.

- Panne durable de l'installation de ventilation
- Corrosion
- Mauvaise fermeture de la porte

Sorbonnes

Sommaire

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Consignes générales de sécurité | 58 |
| 1.1 | Consignes fondamentales relatives aux sorbonnes | 58 |
| 1.2 | Consignes de sécurité spéciales concernant les sorbonnes d'attaque | 59 |
| 1.3 | Consignes de sécurité spéciales concernant les sorbonnes pour radionucléides | 59 |
| 1.4 | Consignes de sécurité spéciales concernant les sorbonnes certifiées ATEX..... | 60 |
| 1.5 | Sécurité du travail sous la sorbonne | 60 |
| 2 | Sécurité d'utilisation | 61 |
| 2.1 | Structure d'une sorbonne | 61 |
| 2.2 | Köttermann AirMonitor..... | 63 |
| 2.3 | Allumer/éteindre la sorbonne | 64 |
| 2.4 | Contrôle de la sorbonne par AirMonitor..... | 66 |
| 2.5 | Contrôle de la sorbonne avec d'autres systèmes .. | 69 |
| 2.6 | Utilisation de la guillotine..... | 69 |
| 2.7 | Distribution des alimentations dans la sorbonne | 74 |
| 2.8 | Nettoyage et entretien | 77 |
| 3 | Caractéristiques techniques (extrait) | 78 |
| 3.1 | Sorbonnes « walk-in » type 2-451 | 78 |
| 3.2 | Sorbonnes avec hauteur du plan de travail 500 mm type 2-452..... | 78 |
| 3.3 | Sorbonnes avec hauteur du plan de travail 900 mm type 2-453..... | 79 |
| 3.4 | Sorbonnes d'attaque selon DIN 12924T02 type 2-454 | 79 |
| 3.5 | Sorbonnes pour radionucléides type 2-455..... | 80 |
| 3.6 | Sorbonnes industrielles avec hauteur du plan de travail 900 mm type 2-463 | 80 |
| 3.7 | Hottes de type pharmacie selon DIN 12924 Section 4 | 81 |
| 3.8 | Hottes selon DIN 12924 Section 4 | 81 |
| 3.9 | Hottes de type cheminée et aspirations locales ... | 81 |
| 4 | Maintenance annuelle et contrôle périodique | 82 |
| 5 | Problèmes et solutions de dépannage | 83 |

1 Consignes générales de sécurité

1.1 Consignes fondamentales relatives aux sorbonnes

- Utiliser une sorbonne uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
 - elle a été mise en service par une entreprise spécialisée agréée par Köttermann,
 - elle est raccordée correctement au système de ventilation,
 - elle évacue le volume d'air minimal requis,
 - l'étanchéité des raccordements a été vérifiée,
 - l'installation électrique est conforme.
- Utiliser les sorbonnes uniquement avec un dispositif de contrôle aéraulique.
- Observer les dispositions légales et les réglementations applicables pour toute manipulation dans les sorbonnes.
- Observer les caractéristiques techniques pour toute manipulation dans les sorbonnes.
- Seul le personnel qualifié ayant la formation adéquate est autorisé à travailler sous les sorbonnes.
- Toute modification d'une sorbonne requiert l'autorisation expresse du constructeur.
- Fermer la guillotine, les fenêtres latérales et les passages de câbles quand personne ne travaille sous la sorbonne.
- Ne pas laisser la guillotine ouverte artificiellement ou à l'aide d'accessoires contrairement aux règles d'utilisation. Toute intervention entravant le bon fonctionnement du parachute de la guillotine entraîne la déchéance de la certification selon EN 14175 (sorbonnes de laboratoire).
- Pour toutes les manipulations sous la sorbonne, choisir une ouverture de guillotine aussi réduite que possible.
- N'effectuer que les expériences pour lesquelles la sorbonne est homologuée.
- Ne laisser dépasser aucun objet de la sorbonne.
- Ne pas utiliser la sorbonne en cas de dégagement de chaleur important.
- Ne pas utiliser la sorbonne pour stocker des substances dangereuses en grande quantité.


1.2 Consignes de sécurité spéciales concernant les sorbonnes d'attaque

- Respecter les charges calorifiques maximales et les distances entre la source de chaleur et les parois de la sorbonne.
- Mettre les plaques chauffantes sur pieds.
- S'assurer que la résistance chimique du revêtement des parois intérieures réponde à l'action attendue.
- Nettoyer l'enceinte de confinement régulièrement.
- Nettoyer les conduits d'évacuation d'air régulièrement.
- En présence de fluides corrosifs, par exemple l'acide perchlorique, nous recommandons l'utilisation d'un laveur de gaz.

1.3 Consignes de sécurité spéciales concernant les sorbonnes pour radionucléides

1.3.1 Blindage

- Le plan de travail peut être blindé avec une plaque de plomb en option.
- La capacité de charge du plan de travail est suffisante pour supporter des chapes de plomb d'un poids de 1500 kg.
- Pour des raisons d'aération, n'installer aucun montage expérimental dans la zone hachurée.
- L'essai de confinement selon la norme DIN 12926 Partie 1 a été effectué avec une chape de plomb ayant l'emprise au sol indiquée en gris.



Emprise au sol de la chape de plomb utilisée pour l'essai de confinement.



Aucun blindage ne doit se trouver dans cette zone.

1.3.2 Maniement des substances radioactives

- Observer les directives de la norme DIN 25425 ainsi que les instructions de sécurité du laboratoire.
- En cas de dégagement de substances radioactives, évacuer l'air pollué avec un système de filtrage d'air.
- Vérifier l'efficacité du système de filtrage d'air régulièrement.
- Séparer les liquides radioactifs des eaux usées non contaminées.

1.4 Consignes de sécurité spéciales concernant les sorbonnes certifiées ATEX

- N'utiliser dans la sorbonne que les appareils certifiés ATEX.

1.5 Sécurité du travail sous la sorbonne

La sécurité optimale de confinement de la sorbonne ne peut être garantie que guillotine fermée.

- ▶ N'ouvrir la sorbonne que pour les manipulations absolument nécessaires.
- ▶ Si la guillotine est pourvue de fenêtres coulissantes permettant de passer les mains dans l'enceinte de confinement, utiliser ces fenêtres.
- ▶ Si la guillotine est pourvue de ronds de gants permettant de passer les mains dans l'enceinte de confinement, utiliser ces ouvertures.
- ▶ Éviter tout mouvement brusque devant la sorbonne ou dans l'enceinte de confinement quand la guillotine est ouverte.
- ▶ Limiter l'encombrement des montages expérimentaux au strict nécessaire. Plus le volume occupé par le montage expérimental est important, plus le risque de fuite est grand.
- ▶ Respecter la charge maximale des plans de travail, voir le chapitre 3 de la partie « Meubles de laboratoire ».
- ▶ Respecter la charge maximale des départs de statifs, voir le chapitre 3 de la partie « Alimentation en fluides ».

2 Sécurité d'utilisation




NOTE

Veuillez vous informer sur les règlements et lois spécifiques applicables dans votre pays. L'homologation peut être attribuée pour une utilisation différente des produits.


2.1 Structure d'une sorbonne

2.1.1 Schéma d'une hotte de type pharmacie



- ❶ Sortie d'extraction
- ❷ AirMonitor
- ❸ Vanne d'arrêt de gaz combustible
- ❹ Eau non potable réfrigérée
- ❺ Prises 230 V
- ❻ Guillotine

2.1.2 Vue éclatée de la sorbonne



- ❶ Caisson
- ❷ Sortie d'extraction
- ❸ Cassette alarme
- ❹ Eclairage
- ❺ Façade
- ❻ Guillotine
- ❼ Vitres
- ❽ Profil sous le plan de travail
- ❾ Distributions
- ❿ Meuble bas
- ⓫ Plan de travail
- ⓬ Piètement A
- ⓭ Parois du caisson


2.2 Köttermann AirMonitor

Le contrôle du débit d'air des sorbonnes est essentiel à la sécurité de votre laboratoire. Les sorbonnes Köttermann sont équipées d'un système de contrôle dépassant largement les exigences de la norme EN 14175.

Le système AirMonitor montre le volume d'air évacué et surveille le respect des valeurs limites minimales et maximales pré-réglées. AirMonitor déclenche une alarme visuelle et sonore en cas de dérive.

Les alarmes sont même déclenchées en cas de panne de secteur, AirMonitor disposant d'une alimentation de secours par accumulateur.

2.2.1 Eléments de AirMonitor





- 1 Témoins lumineux de contrôle de débit d'air
- 2 Afficheur du débit d'air
- 3 Touches

2.2.2 Etats de AirMonitor





| Témoins lumineux 1 | Couleur | Etat |
|--------------------|---------|--|
| HIGH | jaune | Débit volumétrique trop élevé |
| OK | vert | Débit volumétrique normal, exploitation sûre |
| LOW | rouge | Débit volumétrique trop bas, la sécurité d'exploitation n'est pas assurée |
| | jaune | La guillotine est ouverte plus grand que l'ouverture maximale pré-réglée (option). |

2.2.3 Pictogrammes de l'afficheur

En plus du débit volumétrique instantané, l'afficheur peut contenir les pictogrammes suivants :

| Pictogrammes ② | Description |
|---|--|
| pwr | Sorbonne sous tension et en état de marche |
|  | Alarmes sonores actives |
| serv. | Affichage des intervalles de maintenance |
|  | Panne secteur |

2.2.4 Touches de AirMonitor

| Touches ③ | Fonction |
|---|--------------------------------|
|  | Confirmation (arrêt du signal) |
|  | Uniquement pour la maintenance |
|  | Allumer/éteindre l'éclairage |
|  | Allumer/éteindre la sorbonne |

2.3 Allumer/éteindre la sorbonne

La sorbonne est allumée et éteinte de plusieurs manières différentes en fonction du type de cassette alarme installée.

- AirMonitor Köttermann
- Dispositif de contrôle selon des exigences spécifiques du client
- Dispositif de contrôle externe


2.3.1 Allumer/éteindre une sorbonne dotée de AirMonitor

- Appuyer sur la touche  de AirMonitor.

AirMonitor et l'éclairage sont allumés ou éteints. Sur les sorbonnes équipées d'un ventilateur séparé, celui-ci est également allumé ou éteint. La sorbonne est prête dès que le témoin lumineux vert **OK** s'allume.



NOTE

Quand la sorbonne est en état de marche, appuyez sur la touche  pour allumer ou éteindre l'éclairage.

2.3.2 Allumer/éteindre une sorbonne dotée d'un dispositif de contrôle selon des exigences spécifiques du client

L'utilisation des sorbonnes équipées de dispositifs de contrôle spéciaux est décrite dans un manuel distinct.

2.3.3 Allumer/éteindre une sorbonne dotée d'un dispositif de contrôle externe



NOTE

Selon la norme EN 14175, chaque sorbonne doit obligatoirement être équipée d'un dispositif de contrôle en parfait état de fonctionnement.

1. Avant de mettre la sorbonne en marche, s'assurer qu'une unité de contrôle aéraulique soit connectée à la sorbonne.
2. Appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Le système de ventilation et l'éclairage s'allument ou s'éteignent.

2.4 Contrôle de la sorbonne par AirMonitor

Les témoins lumineux de AirMonitor informent en permanence sur l'état de la sorbonne.

Un signal sonore avertit l'utilisateur en cas de dérive des paramètres réglés.

OK

Témoin vert allumé


Le débit volumétrique est dans les limites admises quand le témoin lumineux vert **OK** est allumé. Le fonctionnement de la sorbonne est sûr.

HIGH

Témoin jaune allumé, alarme sonore active

Le témoin lumineux jaune **HIGH** indique le dépassement du débit volumétrique maximal admis.

Mesures

- ▶ Arrêter le signal sonore en appuyant sur la touche .
- ▶ Fermer la guillotine ou la maintenir en position fermée.
- ▶ Prendre des mesures de protection appropriées.
- ▶ Faire vérifier le système de ventilation.

Le témoin lumineux s'éteint automatiquement dès que le débit volumétrique redevient normal.



NOTE

Le témoin lumineux jaune **HIGH** reste allumé tant que le débit volumétrique est trop bas ou trop élevé. Il ne peut pas être éteint manuellement.

LOW**Témoin rouge **LOW** allumé, alarme sonore active**


Le témoin lumineux rouge **LOW** indique que le débit volumétrique est trop bas. Il existe un risque réel de fuite des substances nocives dans le laboratoire.

**DANGER**

Les utilisateurs sont exposés à des risques importants pour la santé suivant le genre de substances employées.

- ▶ Evacuer immédiatement la zone à risque et prendre les mesures de protection appropriées.

Mesures

- ▶ Arrêter le signal sonore en appuyant sur la touche .
- ▶ Maintenir la guillotine en position fermée.
- ▶ Prendre des mesures de protection appropriées.
- ▶ Faire réparer le système de ventilation.

Le témoin lumineux s'éteint automatiquement dès que le débit volumétrique redevient normal.


**NOTE**

Le témoin lumineux rouge **LOW** reste allumé tant que le débit volumétrique est trop bas ou trop élevé. Il ne peut pas être éteint manuellement.


Le témoin lumineux rouge **LOW** s'allume aussi directement après la mise en marche de la sorbonne tant que le système de ventilation n'a pas encore atteint le débit volumétrique minimal requis. Dans ce cas, l'alarme sonore n'est déclenchée qu'après une temporisation d'env. 10 secondes.



Témoin lumineux jaune allumé, alarme sonore active

Le témoin lumineux jaune  (équipement en option) indique que l'ouverture maximale réglée pour la guillotine est dépassée.


Mesures


- ▶ Arrêter le signal sonore en appuyant sur la touche .
- ▶ Rabaissier la guillotine au moins jusqu'à l'ouverture maximale.

Le témoin lumineux s'éteint automatiquement dès que la guillotine est de nouveau rabaissée jusqu'à l'ouverture maximale ou si on la ferme.



NOTE

Le témoin lumineux  reste allumé tant que la guillotine dépasse l'ouverture maximale réglée. Il ne peut pas être éteint manuellement.

Le témoin lumineux  est un équipement en option. La version standard n'a pas ce témoin.

HIGH

OK

LOW



Tous les témoins lumineux clignotent.

En cas de défaillance de la tension d'alimentation, tous les témoins lumineux de AirMonitor clignotent et le pictogramme de la pile est affiché pour indiquer que le fonctionnement de la sorbonne n'est pas sûr.

Cette alarme est maintenue pendant au moins 1 heure, ou jusqu'à ce que le courant électrique soit rétabli.

2.5 Contrôle de la sorbonne avec d'autres systèmes

2.5.1 Contrôle de la sorbonne avec des dispositifs de contrôle spécifiques

La surveillance de la sorbonne par des dispositifs de contrôle correspondant à des exigences spéciales du client est décrite dans un manuel distinct.

2.5.2 Contrôle de la sorbonne par des systèmes externes

Consultez la signification des témoins et des informations fournies par le dispositif externe dans le manuel d'utilisation respectif.


2.6 Utilisation de la guillotine

La guillotine est ouverte et fermée de plusieurs manières différentes, selon vos exigences du moment.

- manuellement, voir le chapitre 2.6.1
- avec la touche « AutoProtect », voir le chapitre 2.6.2
- avec Softmatic, voir le chapitre 2.6.3
- avec la pédale, voir le chapitre 2.6.4
- ouverture intégrale, voir le chapitre 2.6.5

2.6.1 Ouverture/fermeture manuelle de la guillotine


La commande en mode manuel est **possible** sur les sorbonnes avec AutoProtect et sans Softmatic.




2.6.2 Commande de la guillotine avec la touche AutoProtect

Le mode AutoProtect assure que la guillotine ne puisse pas être ouverte plus haut que la hauteur d'ouverture maximale pré réglée – et à condition que quelqu'un travaille effectivement sous la sorbonne.

Ouvrir la guillotine



Fermer la guillotine



i NOTE

Si la sorbonne n'est pas fermée, la guillotine se ferme quand on appuie sur le bouton AutoProtect.


2.6.3 Commande de la guillotine avec Softmatic (en option sur les sorbonnes AutoProtect)




NOTE

Sur une sorbonne équipée de Softmatic, il suffit de donner une petite impulsion vers le bas ou le haut pour que la guillotine descende ou monte. La guillotine se ferme ou s'ouvre ensuite automatiquement.

Ouvrir la guillotine




Fermer la guillotine



2.6.4 Commande de la guillotine avec la pédale (option)

Ouvrir/fermer



Suivant sa position au départ, la guillotine est ouverte jusqu'à la hauteur maximale ou fermée automatiquement.

2.6.5 Ouverture intégrale de la guillotine

Pour certaines manipulations dans l'enceinte de confinement, par exemple pendant la mise en place du montage expérimental, il est éventuellement nécessaire d'ouvrir la guillotine complètement.




DANGER

Risque d'explosion, risque d'intoxication.


- Avant d'ouvrir la guillotine, s'assurer qu'aucun gaz explosif, aucun gaz toxique ni aucune vapeur ne s'échapperont de la sorbonne.

1. Ouvrir la guillotine jusqu'à la hauteur de travail normale.




2. Appuyer sur la touche AutoProtect pendant env. 2 secondes jusqu'au signal sonore.

2 sec



3. Appuyer une deuxième fois sur la touche AutoProtect.



2.6.6 Fermeture automatique




ATTENTION

Risque de contusion, risque de dommages matériels

La guillotine se ferme automatiquement quand plus personne ne travaille sous la sorbonne. Après une panne de secteur, la guillotine se referme automatiquement dès que le courant est rétabli.

- ▶ Ne laisser dépasser aucun objet de la sorbonne.
- ▶ Ne pas tendre les bras dans la sorbonne pendant que la guillotine se ferme.



2.6.7 Comportement après une panne de secteur

Après une panne de secteur, AutoProtect remet la sorbonne en marche automatiquement quand le courant est rétabli.

Si la guillotine était ouverte pendant la panne de secteur, elle se referme automatiquement dès que le courant est rétabli.

2.7 Distribution des alimentations dans la sorbonne

2.7.1 Généralités

Une sorbonne peut en principe fournir toutes les alimentations.

Les règles applicables à l'identification et à l'utilisation des raccordements sont décrites au chapitre « Alimentation en fluides ».

2.7.2 Alimentation électrique dans la sorbonne

L'alimentation électrique des sorbonnes est décrite au chapitre « Alimentation en fluides ».

Les prises électriques sont disponibles sous forme de modules de plusieurs prises ou sous une forme dégroupée. Les prises de courant installées dans l'enceinte de confinement peuvent être activées une par une de l'extérieur.



DANGER


Risque d'électrocution, risque d'explosion

- ▶ S'assurer que la tension d'alimentation des prises de courant de la sorbonne corresponde aux indications sur la plaque signalétique de l'appareil utilisé.
- ▶ Ne brancher que les prises vraiment nécessaires dans l'enceinte de confinement.

Brancher les prises de courant dans l'enceinte de confinement

- ▶ Pour connecter une prise de courant de l'enceinte de confinement ❷ au réseau électrique primaire, appuyer sur l'interrupteur ❶ correspondant en façade de la sorbonne.

L'interrupteur est éclairé en vert quand la prise correspondante est alimentée.


**NOTE**

Nous recommandons d'identifier les prises dans l'enceinte de confinement par des numéros ou leur description.

2.7.3 Raccordements en fluides de la sorbonne


Dans la colonne

Les raccordements de gaz **1** et d'eau **2** sont installés dans la colonne extérieure où ils sont bien accessibles.



En bandeau

Des raccordements additionnels, par exemple des robinets de gaz ultra-pur ③, peuvent être installés en bandeau.




i NOTE

L'utilisation des raccordements est décrite au chapitre 2.1.2 de la partie « Alimentation en fluides ».

2.7.4 Bouton d'arrêt d'urgence

Les boutons d'arrêt d'urgence installés sur la sorbonne sont réalisés suivant les exigences spéciales de votre laboratoire.



Demandez au responsable de votre laboratoire ou consultez les instructions de travail du laboratoire pour avoir les détails concernant :

- les fluides et les circuits électriques de votre sorbonne raccordés au bouton d'arrêt d'urgence ;
- les autres mesures à prendre en cas d'urgence ;
- le comportement du système pendant le redémarrage après un arrêt d'urgence.

2.8 Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication

- ▶ Avant de nettoyer la sorbonne, s'assurer qu'elle ne contient plus de substances toxiques.

Le nettoyage de la sorbonne se limite à l'entretien des surfaces décrites au chapitre « Informations complémentaires » à la page 86.

- ▶ Vider l'enceinte de confinement de son contenu avant de commencer le nettoyage.
- ▶ Eliminer les restes de substances corrosives immédiatement en employant les moyens qui s'imposent.

Remarques spéciales concernant le nettoyage des sorbonnes d'attaque

- ▶ Nettoyer les conduits d'aspiration régulièrement, au moins tous les six mois.
- ▶ Nettoyer les conduits vers le laveur de gaz régulièrement, au moins tous les six mois.

3 Caractéristiques techniques (extrait)

3.1 Sorbonnes « walk-in » type 2-451

| | BA 1200x900 | BA 1500x900 | BA 1800x900 | BA 2000x900 | BA 2100x900 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Poids avec la hauteur de châssis H | 273 kg | 311 kg | 347 kg | – | 383 kg |
| Poids avec la hauteur de châssis H1 | 278 kg | 317 kg | 354 kg | – | 391 kg |
| Capacité de charge minimale du plancher avec montage expérimental de 200 kg/m ² dans la sorbonne | 478 kg | 517 kg | 554 kg | – | 591 kg |

3.2 Sorbonnes avec hauteur du plan de travail 500 mm type 2-452

| | | TA 1200 x 900-500 | TA 1500 x 900-500 | TA 1800 x 900-500 | TA 2000 x 900-500 | TA 2100 x 900-500 |
|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poids sans plan de travail, hauteur H | | 294 kg | 355 kg | 398 kg | 414 kg | 449 kg |
| Poids sans plan de travail, hauteur H1 | | 304 kg | 365 kg | 408 kg | 424 kg | 459 kg |
| Poids du plan de travail (avec bénitier) | Grès massif | 46 kg | 61 kg | 77 kg | 87 kg | 92 kg |
| | Résine époxy | 25 kg | 34 kg | 43 kg | 49 kg | 52 kg |
| | Trespa | 19 kg | 24 kg | 29 kg | 33 kg | 34 kg |
| | Acier inox | 19 kg | 26 kg | 34 kg | 38 kg | 41 kg |
| | Polypropylène | 19 kg | 25 kg | 31 kg | 35 kg | 37 kg |
| Charge max. des plans de travail | sur 120 x 120 mm | 200 kg | | | | |
| | surface entière | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 230 kg | 250 kg |
| Capacité de charge minimale du plancher sans le soubassement, avec le plan de travail le plus lourd et la charge max. du plan de travail à la hauteur H1 | | 550 kg | 626 kg | 685 kg | 741 kg | 801 kg |

3.3 Sorbonnes avec hauteur du plan de travail 900 mm type 2-453

| | | TA 1200 x 900-900 | TA 1500 x 900-900 | TA 1800 x 900-900 | TA 2000 x 900-900 | TA 2100 x 900-900 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Poids sans plan de travail, hauteur H | | 210 kg | 234 kg | 259 kg | 274 kg | 281 kg |
| Poids sans plan de travail, hauteur H1 | | 213 kg | 239 kg | 266 kg | 281 kg | 291 kg |
| Poids du plan de travail (avec bénitier) | Grès massif | 66 kg | 84 kg | 102 kg | 114 kg | 120 kg |
| | Résine époxy | 36 kg | 46 kg | 56 kg | 62 kg | 66 kg |
| | Trespa | 31,5 kg | 39 kg | 46,5 kg | 51,5 kg | 54 kg |
| | Acier inox | 27 kg | 34 kg | 42 kg | 46 kg | 49 kg |
| | Polypropylène | 27 kg | 35 kg | 43 kg | 51 kg | 58 kg |
| Charge max. des plans de travail | sur 120 x 120 mm | 200 kg | | | | |
| | surface entière | 200 kg | 224 kg | 272 kg | 304 kg | 320 kg |
| Capacité de charge min. du plancher sans le soubassement, avec le plan de travail le plus lourd et la charge max. du plan de travail à la hauteur de châssis H1 | | 479 kg | 547 kg | 640 kg | 699 kg | 731 kg |

3.4 Sorbonnes d'attaque selon DIN 12924T02 type 2-454

| | | AA 1200 | AA 1500 | AA 1800 |
|--|------------------|---------|---------|---------|
| Poids sans plan de travail, hauteur H Habillage grès | | 290 kg | 330 kg | 370 kg |
| Poids sans plan de travail, hauteur H1 Habillage polypropylène | | 235 kg | 265 kg | 290 kg |
| Poids du plan de travail (avec bénitier) | Grès massif | 62 kg | 84 kg | 102 kg |
| | Polypropylène | 27 kg | 35 kg | 43 kg |
| Charge max. des plans de travail | sur 120 x 120 mm | 200 kg | | |
| | surface entière | 200 kg | 224 kg | 272 kg |
| Capacité de charge min. du plancher sans le soubassement, avec le plan de travail le plus lourd et la charge max. du plan de travail | | 552 kg | 638 kg | 744 kg |

3.5 Sorbonnes pour radionucléides type 2-455

| | | RA 1200 x 900-900 | RA 1500 x 900-900 |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Poids sans plan de travail, hauteur H | | 210 kg | 234 kg |
| Poids sans plan de travail, hauteur H1 | | | |
| Poids du plan de travail (avec bēnitier et bonde), acier inox | sans blindage en plomb | 28 kg | 34 kg |
| | avec blindage en plomb (20 mm) | 205 kg | 255 kg |
| Charge max. des plans de travail | sur 120 x 120 mm | 200 kg | |
| | surface entière | 1 600 kg | 1 600 kg |
| Capacité de charge minimale du plancher sans le soubas- sement, avec le plan de travail le plus lourd et la charge max. du plan de travail | | 2 050 kg | 2 150 kg |

3.6 Sorbonnes industrielles avec hauteur du plan de travail 900 mm type 2-463

| | Profondeur 950 mm | TA 1200 x 950-900 | TA 1500 x 950-900 | TA 1800 x 950-900 | TA 2000 x 950-900 | TA 2100 x 950-900 |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Profondeur 1050 mm | TA 1200 x 1050-900 | TA 1500 x 1050-900 | TA 1800 x 1050-900 | TA 2000 x 1050-900 | TA 2100 x 1050-900 |
| Poids sans soubassement ni plan de travail | Profondeur 950 | 250 kg | 275 kg | 300 kg | 325 kg | 350 kg |
| | Profondeur 1050 | 265 kg | 290 kg | 315 kg | 340 kg | 365 kg |
| Poids du plan de travail (avec bēnitier) 950/1050 | Carreau de cēramique | 30/33 kg | 38/42 kg | 46/50 kg | 51/56 kg | 54/59 kg |
| | Rēsine ēpoxy | 36/40 kg | 46/51 kg | 56/61 kg | 62/68 kg | 66/72 kg |
| | Trespa | 31/34 kg | 39/43 kg | 46/51 kg | 51/56 kg | 57/59 kg |
| | Acier inox | 27/30 kg | 34/37 kg | 42/46 kg | 46/51 kg | 49/54 kg |
| Charge max. du plan de travail * | 120 x 120 mm | 200 kg | | | | |
| | rēpartie | 200 kg | 224 kg | 272 kg | 304 kg | 320 kg |
| Capacité de charge min. du plancher avec montage expērimental de 200 kg/m ² dans la sorbonne | | 520 kg | 595 kg | 675 kg | | 790 kg |

* sans matériel d'ēvacuation d'air, attention : le chargement et l'exploitation de la sorbonne sont interdits s'il n'y a pas de soubassement sous la sorbonne !

3.7 Hottes de type pharmacie selon DIN 12924 Section 4

| | Type 2-447-C / 2-447 CV |
|-------------------------------------|--|
| Poids | 79 kg |
| Capacité de charge du support | 20 kg sur une surface de 120 x 120 mm 50 kg sur le plan de travail entier |
| Capacité de charge min. de la table | 140 kg |

3.8 Hottes selon DIN 12924 Section 4

| | Type 2-447-BST / 2-447 BVST |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Poids | 54 kg |
| Capacité de charge min. de la table | 140 kg |

3.9 Hottes de type cheminée et aspirations locales

| | Hottes type cheminée | Aspirations locales | |
|-------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | Montage mural | Montage au plafond |
| Poids | 38 kg | 6 kg | 5 kg |

4 Maintenance annuelle et contrôle périodique

Les sorbonnes du Systemlabor de Köttermann sont des produits assurant la sécurité des personnes. Leur bon fonctionnement doit être vérifié périodiquement. La date du prochain contrôle est précisée sur la plaquette de contrôle située en façade.

L'omission d'effectuer ce contrôle annuel ou le fait de le faire effectuer par du personnel spécialisé non agréé par le constructeur entraîne la déchéance des droits de garantie.



NOTE

Selon TRGS 526 / BGR 120 Alinéa 11.5 et ArbStättV § 4 Alinéa 3, les sorbonnes et les hottes sont soumises à une maintenance annuelle en Allemagne.



NOTE

Nous recommandons de veiller à la maintenance régulière du Systemlabor de Köttermann. Moyennant un contrat de maintenance, toutes les contraintes de sécurité et les délais légaux seront respectés.
N'hésitez pas à contacter le siège de Köttermann ou l'une des sociétés de distribution.



NOTE

Observez les dispositions légales applicables dans votre pays.

- Si votre sorbonne échoue au contrôle technique de sécurité, la mettre hors service et charger une entreprise spécialisée agréée par Köttermann de la réparation.

5 Problèmes et solutions de dépannage



AVERTISSEMENT

- Risque d'intoxication, risque d'explosion Fuite de substances toxiques en cas de mauvais fonctionnement de la sorbonne. En cas d'alarme, **ne pas** continuer à travailler devant la sorbonne et prendre immédiatement les mesures de protection qui s'imposent.



NOTE

Vous pouvez vous dépanner vous-même dans les cas suivants.

L'éclairage de fonctionne pas.

- Remplacer le(s) tube(s) lumineux.
- Remplacer le(s) starter(s).

AutoProtect n'ouvre ou ne ferme pas la guillotine.

- Enlever les objets détectés par la cellule photoélectrique.
- Nettoyer l'optique de la cellule photoélectrique.

Le témoin lumineux de la touche AutoProtect clignote en rouge et vert (panne secteur)

Voir le chapitre 2.6.7.

Le témoin lumineux de la touche AutoProtect est rouge (anomalie ou surcharge)

- Voir le chapitre 2.6.7.

Pas de tension électrique dans la sorbonne

- Mettre en circuit les prises de courant

**NOTE**

Dans le cas des pannes ci-dessous, faites appel à une société de SAV agréée par Köttermann.

- Le témoin lumineux **LOW** est allumé.
- Tous les témoins lumineux clignotent, le pictogramme de la pile est affiché.
- Fuite sensible de substances toxiques
- La guillotine est dure ou est bloquée.
- AutoProtect ne ferme ou n'ouvre pas la guillotine, le témoin lumineux du bouton AutoProtect ne s'allume pas.
- Pas de tension électrique dans la sorbonne bien que les prises soient mises en circuit.

Informations complémentaires

Sommaire

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Nettoyage et entretien | 86 |
| 1.1 | Nettoyage et entretien de la surface des meubles..... | 86 |
| 1.2 | Nettoyage des plans de travail | 88 |
| 2 | Abréviations | 92 |
| 3 | Adresses | 93 |
| 3.1 | Siège..... | 93 |
| 3.2 | Filiales..... | 93 |

1 Nettoyage et entretien

1.1 Nettoyage et entretien de la surface des meubles

1.1.1 Produits de nettoyage

Produits de nettoyage recommandés

- Produits de nettoyage ménagers courants, non abrasifs
- Alcools de chaîne courte (alcool à brûler, isopropanol)

Elimination des taches

- White-spirit
- Ether de pétrole
- Essences spéciales



NOTE

Avant d'utiliser un produit de nettoyage sur une surface d'une certaine taille, nous recommandons de tester la tolérance à un endroit non visible du meuble à nettoyer.

Ne pas utiliser les produits de nettoyage suivants

- Produits abrasifs et poudres à recurer dégradant l'état des surfaces.
- Solvants organiques de polarité moyenne (par exemple l'acétone, l'acétate d'éthyle, les hydrocarbures chlorés) pouvant endommager les surfaces irréversiblement.

Elimination des taches tenaces

Pour toute question concernant le nettoyage des taches tenaces, n'hésitez pas à vous adresser à Köttermann. Nous vous aiderons à choisir un produit de nettoyage approprié.

1.1.2 Nettoyage et entretien

- ▶ Eliminer les résidus, les coulures et les taches immédiatement en utilisant un produit de nettoyage approprié.
- ▶ Eliminer les salissures légères avec un chiffon doux humide.
- ▶ Eliminer les salissures importantes avec l'un des produits de nettoyage indiqués ci-dessus.
- ▶ Lubrifier régulièrement les pièces mobiles, par exemple les gonds et les armatures, avec de l'huile non résineuse désacidifiée.
- ▶ Ne pas pendre les chiffons imbibés d'acides sur les armatures pour les sécher.
- ▶ Ne pas stocker dans les armoires des bidons de produits chimiques ouverts.

1.1.3 Désinfection

Résistance chimique

La surface des meubles **résiste** à de nombreux produits désinfectants courants dans le commerce, par exemple

- solutions alcooliques oxydantes
- solutions de méthanal à 35 % et de méthanol antipolymérisant
- gazage avec du peroxyde d'hydrogène et du méthanal

La surface des meubles **ne résiste pas** à la désinfection par lumière UV.



NOTE

Avant d'utiliser un produit de nettoyage sur une surface d'une certaine taille, nous recommandons de tester la tolérance à un endroit non visible du meuble à nettoyer.

1.2 Nettoyage des plans de travail

1.2.1 Produits de nettoyage recommandés

Les plans de travail peuvent être nettoyés avec des produits de nettoyage ménagers courants.

1.2.2 Nettoyage et entretien



NOTE

Avant de traiter des taches avec des produits chimiques, veiller à la résistance chimique des matériaux des plans de travail. Cette résistance chimique change suivant le matériau.

Avant d'utiliser un produit de nettoyage sur une surface d'une certaine taille, nous recommandons de tester la tolérance à un endroit non visible du support à nettoyer.

- ▶ Éliminer les résidus, les coulures et les taches immédiatement en utilisant un produit de nettoyage approprié.
- ▶ Éliminer les salissures légères avec un chiffon doux humide.
- ▶ Éliminer les salissures importantes avec l'un des produits de nettoyage recommandés ci-dessus. Avant de nettoyer des salissures importantes, vérifier la résistance chimique du matériau du plan de travail dans le tableau suivant.

Résistance chimique des matériaux des plans de travail

| | Méla miné (standard) | Méla miné Top Resist | Trespa Athlon | Trespa TopLab Plus | Grès massif / grès étiré | Carreau de céramique | Acier inox | Résine époxy | Polypropy- lène |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------------|
| Solvant | | | | | | | | | |
| Ethanol | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Isopropanol | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Acétone | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Acétate d'éthyle | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Trichlorométhane | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ether diéthylique | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Toluène | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| n-hexane | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| White-spirit | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 |
| Acides minéraux | | | | | | | | | |
| Acide chlorhydrique, conc. | - | + | - | + | + | + | - | + | - |
| Acide sulfurique, conc. | - | 0 | - | 0 | + | + | - | + | + |
| Acide sulfurique, 50 % | - | 0 | - | 0 | + | + | - | - | + |
| Acide nitrique, conc. | - | 0 | - | 0 | + | + | - | - | - |
| Acide phosphorique, conc. | - | + | - | + | + | + | - | 0 | + |
| Acide fluorhydrique | - | 0 | - | - | - | - | - | - | + |
| Acides organiques | | | | | | | | | |
| Acide formique, conc. | - | 0 | - | + | + | + | + | + | - |
| Acide acétique, conc. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Bases | | | | | | | | | |
| Soude caustique, 20 % | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
| Solution aqueuse d'hydroxyde d'ammonium, conc. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Solutions neutres | | | | | | | | | |
| Méthanal, 25 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

| | Méla miné (standard) | Méla miné Top Resist | Trespa Athlon | Trespa TopLab Plus | Grès massif / grès étiré | Carreau de céramique | Acier inox | Résine époxy | Polypropy- lène |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------------|
| Oxydant | | | | | | | | | |
| Péroxyde d'hydrogène, 30 % | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Permanganate de potassium, 5 % | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Dichromate de potassium, 5 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Iode, solution de 5 % dans le chloroforme | + | 0 | + | + | + | + | + | + | - |
| Réducteur | | | | | | | | | |
| Sulfite de sodium, 5 % | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Colorants | | | | | | | | | |
| Eosine | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Bleu de méthylène | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Violet de gentiane | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

+ Matériau adapté

0 Matériau moyennement adapté

- Matériau non adapté

Résistance du revêtement poudre époxy bleu-gris de Köttermann aux produits chimiques et aux solvants

Le tableau suivant montre la résistance de la peinture poudre époxy. La résistance du revêtement poudre ne se rapporte pas qu'aux meubles, mais à toutes les surfaces ayant une finition semblable. Les chiffres et les évaluations fournis ne sauraient prétendre à l'objectivité scientifique, ils sont des valeurs purement indicatives servant à choisir un matériau approprié.

On ne pourra faire valoir aucun droit juridique sur cette base.

| Produit chimique | Action | Résultat |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Soude caustique 25 % | jusqu'à 12 jours | pas de dégradation |
| Soude caustique 10 % | jusqu'à 12 jours | pas de dégradation |
| Acide sulfurique 50 % | jusqu'à 12 jours | pas de dégradation |
| Acide acétique 10 % | jusqu'à 12 jours | pas de dégradation |
| Acide nitrique 25 % | jusqu'à 1 jour | pas de dégradation |
| | jusqu'à 12 jours | Décoloration, mais pas de dégradation |
| Ammoniac 10 % | jusqu'à 12 jours | pas de dégradation |
| Acide formique 10 % | jusqu'à 12 jours | pas de dégradation |
| Acide formique 85 % | 1 heure | pas de dégradation |
| | jusqu'à 1 jour | Cloques |
| | jusqu'à 12 jours | Cloques |
| Carbonate de sodium 10 % | jusqu'à 12 jours | pas de dégradation |
| Permanganate de potassium 30 % | jusqu'à 9 jours | pas de dégradation |
| | jusqu'à 12 jours | Décoloration, mais pas de dégradation |
| Péroxyde d'hydrogène 30 % | jusqu'à 12 jours | pas de dégradation |
| Acétate d'éthyle | 1 heure à 12 jours | Ramollissement, réversible |
| Acétone | 1 heure à 12 jours | Ramollissement, réversible |
| Toluène | 1 heure à 12 jours | Ramollissement, réversible |
| Essence | jusqu'à 12 jours | pas de dégradation |
| Ethanol 98 % | jusqu'à 12 jours | pas de dégradation |
| Isopropanol | jusqu'à 12 jours | pas de dégradation |

2 Abréviations

| | |
|-----------|---|
| AFNOR | Association Française de Normalisation |
| ArbStättV | Règlement relatif au lieu de travail |
| ASHRAE | American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers |
| ATEX | Atmosphères explosibles, réglementation issue des directives 94/9/CE et 1999/92/CE |
| BGR | Directives de l'organisme professionnel |
| BS | British Standard |
| CE | Communauté Européenne, atteste la conformité d'un produit avec les directives communautaires |
| DIN | Institut allemand de normalisation |
| DVGW | Association allemande des professionnels de l'eau et de l'électricité |
| EN | Norme européenne |
| ESG | Verre de sécurité trempé |
| FWF | Résistance au feu |
| GefStoffV | Règlement relatif aux matières dangereuses |
| PP | Polypropylène |
| PPS | Polypropylène difficilement inflammable |
| RAL | Système de codification des couleurs de l'institut allemand d'assurance qualité et d'identification |
| TRbF | Règles techniques applicables aux liquides inflammables |
| TRG | Règles techniques applicables aux gaz naturels comprimés |
| TRGS | Règles techniques applicables aux substances dangereuses |
| TÜV | Organisme de contrôle technique |
| V | Volt |

3 Adresses

3.1 Siège

Köttermann GmbH & Co KG

Industriestraße 2-10

D-31311 Uetze/Hänigsen

Phone +49 5147 976-0

Fax +49 5147 976-844

systemlabor@koettermann.com

3.2 Filiales

Belgique/Luxembourg

Köttermann bvba

Keesinglaan 26

B-2100 Antwerpen

Phone +32 3 3609790

Fax +32 3 3256784

systemlabor.be@kottermann.com

France

Köttermann SARL

Parc GVIO – BP 7411

36, Rue de La Haye

F-38074 St. Quentin Fallavier

Phone +33 474 952380

Fax +33 474 952389

systemlabor.fr@koettermann.com

Grande-Bretagne

Köttermann Ltd.
8 The Courtyard
Furlong Road, Bourne End
Buckinghamshire SL8 5AU
United Kingdom
Phone +44 1628 532211
Fax +44 1628 532233
systemlabor.uk@koettermann.com

Pays-Bas

Köttermann bv
Keizersgracht 62
NL-1015 CS Amsterdam
Phone +31 20 5207557
Fax +31 20 5207510
systemlabor.nl@kottermann.com

Autriche

Köttermann GmbH Austria
Graumanngasse 7
Stiege B, Top B5-3
A-1150 Wien
Phone +43 1 5449374-0
Fax +43 1 5449374-72
systemlabor.at@koettermann.com

Pologne

Koettermann Sp. z o. o.
ul. Palisadowa 20/22
PL-01-040 Warszawa
Phone +48 22 8324760
Fax +48 22 8324761
systemlabor.pl@koettermann.com

Suisse

Köttermann AG
Industriestrasse 37
CH-8625 Gossau ZH
Phone +41 44 9361809
Fax +41 44 9351868
systemlabor.ch@koettermann.com

Espagne/Portugal

Köttermann Systemlabor S.A.
c/Agustín de Foxá, 25-10° B
E-28036 Madrid
Phone +34 91 7320110
Fax +34 91 7320111
systemlabor.es@koettermann.com

Köttermann GmbH & Co KG - Industriestraße 2-10 - D-31311 Uetze/Hänigsen
Phone +49 5147 976-0 - Fax +49 5147 976-844 - systemlabor@koettermann.com

Köttermann SARL - Parc GVIO - BP 7411 - 36, Rue de la Haye - F-38074 St. Quentin Fallavier
Phone +33 474 952380 - Fax +33 474 952389 - systemlabor.fr@koettermann.com

Köttermann AG - Industriestrasse 37 - CH-8625 Gossau ZH
Phone +41 44 93-61809 - Fax +41 44 93-51868 - systemlabor.ch@koettermann.com
